


0 611 311 703; 743

Issue } 13-07-10 **Fig./Abb. 1**
Stand }

Modifications reserved
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Salvo modificaciones



mikroverkapselt
microen-capsulated
microen-capsulee
microencapsulado


neu/nouveau
new/nuevo
alt/ancien
old/viejo

Alte Ausführung
Old execution
Ancien exécution
Vieja ejecución

mikroverkapselt
microen-capsulated
microen-capsulee
microencapsulado
ab 10.97 / from 10.97

Ersatz für Pos. 2 + 803 = 801
Service parts for
Pièces de rechange pour
Piezas de recambio para

Feder vorspannen
ressort pré-contraint
tensión previa del muelle
Spring tension



mit Schraubendreher abdrücken
prise off with
screwdriver

★ mit Loctite 222 sichern
secure with Loctite 222

- = Pos. 897 1 617 000 189 ohne Fetttube
1 617 000 189 without grease tube
- = Pos. 898 1 617 000 190 mit 2 Fettuben à 45ml
1 617 000 190 with 2 x 45ml grease tubes
Bitte Schmierhinweise beachten!
Please note lubrication instructions!

1 619 973 042